



Introduzione


Intersurgical è lieta di introdurre una gamma completa di Cannule nasali. L'intera gamma di prodotti è totalmente realizzata priva di Lattice e comprende modelli specifici per l'applicazione in tutte le fasce di età. I modelli per adulti sono disponibili in un'ampia selezione di forme e configurazioni per soddisfare tutte le esigenze del paziente. Queste comprendono cannule di forma retta, retta svasata curva, curva svasata. Tutti i tubi per Ossigeno della gamma, sono prodotti nella forma "multi-canale" per permettere la somministrazione del gas anche in caso di piegatura del tubo.



Punte curve:
per un maggior fissaggio anatomico





Punte svasate:
assicurano una circolazione regolare di Ossigeno







Punte svasate/curve:
uniscono i vantaggi delle due precedenti proposte.

Caratteristiche	Benefici
Tubo per l'Ossigeno multi-canale	Permette al gas di fluire anche nel caso di inginocchiamento del tubo
Sei modelli per adulti	Ampia scelta per soddisfare le esigenze dei pazienti
Materiale trasparente	Prodotto poco evidente sul volto del paziente
Punte morbide	Minimizzano l'irritazione dei tessuti nasali
Modello posizionabile sulle orecchie	Posizionamento stabile e sicuro
Libere da Lattice	Ideali per pazienti allergici a questo materiale
Versione headset per adulti	Ideale per trattamenti domiciliari
Sostegno di posizione	Contribuisce al posizionamento ottimale delle punte
Clip anti-scivolo	Permette all'utilizzatore di regolare la cannula nella miglior posizione possibile

Come ordinare

1161		
Modello per adulti – punte rette con tubo ossigeno lungh. 1,8m.		
Code: 1161	Quantità: 50	
Modello per adulti – punte rette con tubo ossigeno lungh. 5,0m.		
Code: 1162	Quantità: 20	
Modello per adulti tipo headset – punte rette lungh. 0,5m.		
Code: 1169	Quantità: 100	

1165		
Modello per adulti – punte curve con tubo ossigeno lungh. 1,8m.		
Code: 1165	Quantità: 50	
Modello per bambini – punte curve con tubo ossigeno lungh. 1,8m.		
Code: 1163	Quantità: 50	
Modello per neonati – punte curve con tubo ossigeno lungh. 1,8m.		
Code: 1164	Quantità: 50	

1166		
Modello per adulti – punte svasate con tubo Ossigeno lungh. 1,8m.		
Code: 1166	Quantità: 50	
Modello per adulti – punte svasate e curve con tubo Ossigeno lungh.		
Code: 1167	Quantità: 50	
Modello per adulti – punte svasate e curve tipo headset lungh. 0,5m.		
Code: 1168	Quantità: 100	