


Catheter for haemodialysis



HAEMOSTEP

CATHETER FOR HAEMODIALYSIS

Set for Haemodialysis - Set per Emodialisi



HAEMODIALYSIS CATHETERIZATION - STRAIGHT

Type	Code	Length cm	Internal Diameter Gauge	J GUIDE	NEEDLE	DILATOR
				in-cm	Gauge	French
1 Lumen 8 Fr	8033772365512	15	12	0,038-45	18	9
	8033772365529	20	12	0,038-70	18	9
2 Lumen 12 Fr	8033772365536	13	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365543	16	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365550	20	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365567	24	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
3 Lumen 12 Fr	8033772365574	13	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365581	16	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365598	20	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365604	24	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5

D=Distal - M=Medial - P=Proximal

HAEMODIALYSIS CATHETERIZATION - PRE CURVED

Type	Code	Length cm	Internal Diameter Gauge	J GUIDE	NEEDLE	DILATOR
				in-cm	Gauge	French
2 Lumen 12 Fr	8033772365611	13	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365628	16	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365635	20	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365642	24	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5

D=Distal - M=Medial - P=Proximal



Multilumen polyurethane catheter

- Radiopaque - Kink resistant
- Marked at each centimeter
- Soft atraumatic tip
- Three different models to meet different requirements
- Colour/Code latex free luer lock
- Long tip dilator
- J/Straight flexible guide wire, Marked, Fast Dispenser

Catetere multilume in poliuretano

- Radiopaco - Antipiegatura
- Marcatura ad ogni centimetro
- Punta morbda atraumatica
- 3 diversi modelli per soddisfare più esigenze
- Connettori luer lock codice/colore
- Dilatatore a punta allargata
- Guida centimetrata a J flessibile con sistema di avanzamento rapido

HAEMODIALYSIS CATHETERIZATION - W CURVED EXTENSION

Type	Code	Length cm	Internal Diameter Gauge	J GUIDE	NEEDLE	DILATOR
				in-cm	Gauge	French
2 Lumen 12 Fr	8033772365659	13	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365666	16	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365673	20	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365680	24	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
3 Lumen 12 Fr	8033772365697	13	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365703	16	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365710	20	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365727	24	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5

D=Distal - M=Medial - P=Proximal

SINCERT

