


Cathéter pour hémodialyse



HAEMOSTEP

CATHETER POUR HEMODIALYSE

Ensemble pour l'hémodialyse



CATHETERISME HEMODIALYSE – DROIT

Type	Code	Longeur cm	Diamètre interne gauge	J GUIDE in-cm	NEEDLE Gauge	DILATOR French
1 Lumen 8 Fr	8033772365512	15	12	0,038-45	18	9
	8033772365529	20	12	0,038-70	18	9
2 Lumen 12 Fr	8033772365536	13	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365543	16	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365550	20	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365567	24	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
3 Lumen 12 Fr	8033772365574	13	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365581	16	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365598	20	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365604	24	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5

D=Distal - M=Medial - P=Proximal

CATHETERISME HEMODIALYSE - PRE- INCURVE

Type	Code	Longeur cm	Diamètre interne gauge	J GUIDE in-cm	NEEDLE Gauge	DILATOR French
2 Lumen 12 Fr	8033772365611	13	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365628	16	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365635	20	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365642	24	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5

D=Distal - M=Medial - P=Proximal

CATHETERISME HEMODIALYSE - INCURVE DANS LES DEUX SENS D'EXTENSION

Type	Code	Length cm	Internal Diameter Gauge	J GUIDE in-cm	NEEDLE Gauge	DILATOR French
2 Lumen 12 Fr	8033772365659	13	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365666	16	12 D - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365673	20	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365680	24	12 D - 12 P	0,038-70	18	12,5
3 Lumen 12 Fr	8033772365697	13	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365703	16	6 D - 12 M - 12 P	0,038-45	18	12,5
	8033772365710	20	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5
	8033772365727	24	6 D - 12 M - 12 P	0,038-70	18	12,5

D=Distal - M=Medial - P=Proximal



Multilumen polyuréthane cathéter

- Radiopaque - anti-flexion
- Marquage à chaque centimètre
- Pointe souple non invasive
- Trois modèles différents pour répondre à plusieurs exigences
- Connecteurs L/L code/couleur
- Dilatateur à pointe élargie
- Système de guidage à j flexible et d'avance rapide

SINCERT

