

Central Venous Catheterization



CENTRALSTEP



CENTRAL VENOUS CATHETER

Introducer for J guide insertion - Introduuttore per inserimento guida a J

INTRODUCER



CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION INTRODUCER				J GUIDE	NEEDLE	DILATOR
Type	Code	Length cm	Use	in-cm	Gauge	French
Introducer width J guide	8033772365413	70	Adult	0,035-60	17	9
	8033772365420	70	Adult	0,035-40	19	9
	8033772365437	70	Adult	0,035-60	19	9
	8033772365444	70	Pediatric	0,018-40	20	6
Introducer	8033772365451	70	Pediatric	0,018-60	20	6
	8033772365468	70	Adult	/	17	9
	8033772365475	70	Adult	/	18	9
	8033772365482	70	Pediatric	/	20	6




Significantly (*) reduces cases of emo, kilo and pneumothorax compared to the traditional Seldinger needle. (**)
Enables you to safely overcome anatomical obstacles caused by obesity, arthrosis, ... (**)
Improves the easy and safety of the subclavian approach even in normal patient
Same technical features as in standard CVC.

Diminuisce significativamente (*) i casi di emo, kilo e pneumotorace rispetto al tradizionale ago di Seldinger. (**)
Permette di superare in sicurezza gli ostacoli anatomici causati da: obesità, cifosartrosi, ... (**)
Migliora la maneggevolezza e la sicurezza dell'approccio succlavio anche in pazienti con torace normale.
Medesime caratteristiche tecniche dei CVC standard.

(*) (p<0.05) Minerva Anestesiologica, Vol. 67, n° 5, pag. 404; maggio 2001. (**) Minerva Anestesiologica, Vol. 67, n° 5, pag. 401-406; maggio 2001.

Set for Central Venous Catheterization - Set per Catetere Venoso Centrale

CENTRALSTEP 1



16Ga.

14Ga.

CENTRALSTEP 2-3-4



18Ga.

18Ga.

16Ga.

14Ga.

16Ga.

20Ga.

20Ga.

12Ga.

18Ga.

16Ga.

CENTRALSTEP 2-3-4 Lumen Pediatric



18Ga.

20Ga.

22Ga.

18Ga.

20Ga.

22Ga.

22Ga.

20Ga.

22Ga.

CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION				J GUIDE	NEEDLE	DILATOR
Type	Code	Length cm	Internal Diameter Gauge	in-cm	Gauge	French
1 Lumen 5 Fr	8033772365017	10	16	0,028-45	18	6
	8033772365024	15	16	0,028-45	18	6
	8033772365031	20	16	0,028-70	18	6
	8033772365048	30	16	0,028-70	18	6
1 Lumen 6 Fr	8033772365055	15	14	0,035-45	18	9
	8033772365062	20	14	0,035-70	18	9
	8033772365079	30	14	0,035-70	18	9
2 Lumen 7 Fr	8033772365086	15	16 D - 16 P	0,035-45	18	9
	8033772365093	20	16 D - 16 P	0,035-70	18	9
	8033772365109	30	16 D - 16 P	0,035-70	18	9
2 Lumen 8 Fr	8033772365116	15	14 D - 16 P	0,035-45	18	9
	8033772365123	20	14 D - 16 P	0,035-70	18	9
	8033772365130	30	14 D - 16 P	0,035-70	18	9
3 Lumen 7 Fr	8033772365147	15	16 D - 18 M - 18 P	0,035-45	18	9
	8033772365154	20	16 D - 18 M - 18 P	0,035-70	18	9
	8033772365161	30	16 D - 18 M - 18 P	0,035-70	18	9
4 Lumen 8,5 Fr	8033772365178	20	16D-14M-18M-18P	0,035-70	18	9
	8033772365185	30	16D-16M-18M-18P	0,035-70	18	9

D=Distal - M=Medial - P=Proximal

CENTRAL VENOUS PEDIATRIC CATHETERIZATION				J GUIDE	NEEDLE	DILATOR
Type	Code	Length cm	Internal Diameter Gauge	in-cm	Gauge	French
1 Lumen 3 Fr	8033772365215	10	20	0,018-45	20	5
	8033772365222	15	20	0,018-45	20	5
	8033772365239	20	20	0,018-70	20	5
1 Lumen 4 Fr	8033772365246	10	18	0,018-45	20	6
	8033772365253	15	18	0,018-45	20	6
	8033772365260	20	18	0,018-70	20	6
2 Lumen 4 Fr	8033772365277	10	22 D - 22 P	0,018-45	20	6
	8033772365284	15	22 D - 22 P	0,018-45	20	6
	8033772365291	20	22 D - 22 P	0,018-70	20	6
	8033772365307	30	22 D - 22 P	0,018-70	20	6
2 Lumen 5 Fr	8033772365314	10	18 D - 20 P	0,018-45	20	6
	8033772365321	15	18 D - 20 P	0,018-45	20	6
	8033772365338	20	18 D - 20 P	0,018-70	20	6
	8033772365345	30	18 D - 20 P	0,018-70	20	6
	8033772365352	15	20 D - 22 M - 22 P	0,018-45	20	6
3 Lumen 5,5 Fr	8033772365369	20	20 D - 22 M - 22 P	0,018-70	20	6
	8033772365376	30	20 D - 22 M - 22 P	0,018-70	20	6

D=Distal - M=Medial - P=Proximal

Multilumen polyurethane catheter

- Radiopaque - Kink resistant - Marked at each centimeter
- Soft atraumatic tip
- Three different models to meet different requirements
- Colour/Code luer lock connectors with latex free injection caps
- Long tip dilator
- J/Straight flexible guide wire - Marked - Fast Dispenser
- Complete range for adult and pediatric use

Catetere multilume in poliuretano

- Radiopaco - Antipiegatura - Marcatura ad ogni centimetro
- Punta morbda atraumatica
- 3 diversi modelli per soddisfare più esigenze
- Connettori luer lock codice/colore con punto di iniezione latex free
- Dilatore a punta allargata
- Guida centimetrata a J flessibile con sistema di avanzamento rapido
- Gamma completa anche per uso pediatrico