

**RI.MOS.**  
*Disposable  
Medical Products*

**SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET  
n. 118 Rev. 4**

Mod.09/30 Rev. 1  
del 30/06/2010  
1 di 7

Descrizione/Description: **MIX:** Estratti di Oleolita di Iperico e Olio di Neem  
*MIX: Extracts of Hypericum Oleolite and Neem Oil*

	<b>GARZE MEDICATE</b>	<b>MONODOSI</b>	<b>FLACONE</b>	<b>FLACONE CONTAGOCCE</b>	<b>TUBO GEL</b>	<b>GEL SPRAY</b>
<b>REPERTORIO</b>	<b>360918</b>	<b>360912</b>	<b>217654</b>	<b>360911</b>	<b>360915</b>	<b>360916</b>
<b>CND</b>	<b>M040499</b>	<b>M040499</b>	<b>M040499</b>	<b>M040499</b>	<b>M040499</b>	<b>M040499</b>

**Fabbricante:** Ri.Mos. Srl – Viale Gramsci 29, 41039 Mirandola (MO) – ITALY

Tel: 0535/25755

Fax: 0535/25509

[www.rimos.com](http://www.rimos.com) - [info@rimos.com](mailto:info@rimos.com)

Il prodotto appartiene alla classe IIb secondo l'allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche, certificato secondo la ISO 13485.

Organismo Notificato: CERMET Scarl – 0476

Numero certificato: 27033

Il prodotto in confezione integra ha una durata di 4 anni.

Codice/Code: DESCRIZIONE/DESCRIPTION

**SOLUZIONE OLEOSA**

**100022HL** **HOLOIL DA 5 ML 2 MONODOSI**  
*HOLOIL 2 PCS. 5 ML SINGLE DOSES*

**100023HL** **HOLOIL DA 5 ML 3 MONODOSI**  
*HOLOIL 3 PCS. 5 ML SINGLE DOSES*

**100024HL** **HOLOIL DA 5 ML 4 MONODOSI**  
*HOLOIL 4 PCS. 5 ML SINGLE DOSES*

**100110** **HOLOIL FLACONE 100 ML**  
*HOLOIL 100 ML GLASS BOTTLE*


**10050CGH** **HOLOIL FLACONE CONTAGOCCE 50ML**  
*HOLOIL 50 ML DROPPING BOTTLE*

**10001GMHS** **HOLOIL GARZE MEDICATE 10X10 SINGOLA**  
*HOLOIL SINGLE 10X10 MEDICATED GAUZE*

**100010GMHS** **HOLOIL GARZE MEDICATE 10X10 10 PZ. SINGOLI**

Scheda tecnica n. 118 Mix rev. 4 del 24/06/2011

Data sheet n. 118 Mix. Rev. 4 del 24/06/2011



**RI.MOS.**  
*Disposable  
Medical Products*

**SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET  
n. 118 Rev. 4**

Mod.09/30 Rev. 1  
del 30/06/2010  
2 di 7

Descrizione/Description: **MIX:** Estratti di Oleolita di Iperico e Olio di Neem  
*MIX: Extracts of Hypericum Oleolite and Neem Oil*

*HOLOIL 10 SINGLE PCS. 10X10 MEDICATED GAUZES*

**GEL**


**10030TGH**      **HOLOIL TUBO GEL 30ML**  
*HOLOIL 30ML GEL TUBE*

**100100SPH**      **HOLOIL GEL SPRAY 100ML**  
*HOLOIL 100ML GEL SPRAY*

**UTILIZZO/USE:**

Il prodotto è un coadiuvante della riparazione tissutale cutanea in lesioni acute, croniche (lesioni cutanee superficiali di varia natura, piccole ustioni, ragadi, ulcere da pressione, lesioni vascolari, anche diabetiche, con esposizione di derma e/o di tessuto osseo). E' particolarmente indicato anche nella gestione dei trapianti cutanei. Grazie alla sua azione protettiva tissutale e le sue proprietà di controllo della carica batterica favorisce la guarigione di escoriazioni ed abrasioni di varia natura ed anche di ragadi. In lesioni cutanee difficili con perdita di sostanza e derma esposto, favorisce la riduzione della fibrina e stimola la formazione di tessuto di granulazione. Il dispositivo mantiene l'idratazione tissutale, evitando la formazione di escara e la macerazione perilesionale. Il prodotto è repellente nei confronti di qualsiasi tipo di insetto e non favorisce la colonizzazione batterica dell'area trattata.

*The product is an adjuvant of the skin reparation in case of acute, chronic lesions (superficial skin wounds of different nature, light burns, raghades, decubitus ulcers, lesions with vascular or diabetic origin, where dermis and/or bone tissues are visible). It is especially indicated for use in handling skin transplants. The device, thanks to its injury protective action and its bacteria control property, helps the healing of excoriations and of skin lesions of any size and nature (also raghades). In difficult skin wounds, with a loss of exposed substance and derma, it helps the fibrin reduction and stimulates the forming of granulation tissue. The device keeps the hydration of the tissue, avoiding any eschar creation and the wound maceration. The product is insects repellent and it prevents the bacterial colonization of the treated surface.*



**RI.MOS.**  
*Disposable  
Medical Products*

**SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET  
n. 118 Rev. 4**

Mod.09/30 Rev. 1  
del 30/06/2010  
3 di 7

Descrizione/Description: **MIX:** Estratti di Oleolita di Iperico e Olio di Neem  
*MIX: Extracts of Hypericum Oleolite and Neem Oil*

## **MATERIALE(I)/MATERIAL (S)**

Fiori congelati di Iperico  
*Frozen Hypericum flowers*

**COD. 100808 / CODE 100808**

Olio di oliva rettificato/olio di neem indiano  
*Rectified Olive oil/ Indian Neem Oil*

**COD. 100807/100806 / CODE 100807/100806**

Olio di Neem Indiano  
*Indian Neem Oil*

**COD. 100806 / CODE 100806**

Garze di cotone / Cotton Gauzes

## **CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: / PRIMARY PACKAGING**

flaconi di vetro ambrato / Amber glass bottles

monodosi / Single doses

cofanetto in ABS bianco 379 per alimenti / Case made of white ABS379 for food


flacone di vetro ambrato con contagocce / Amber glass dropping bottle

tubetto in alluminio o laminato plastico / Aluminium tube or plastic sheet laminate

ACCESSORI / ACCESSORIES

Erogatore spray / Spray nozzle

DISEGNO: / DRAWING




**RI.MOS.**  
*Disposable  
Medical Products*


**SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET  
n. 118 Rev. 4**

Mod.09/30 Rev. 1  
del 30/06/2010  
4 di 7

Descrizione/Description: **MIX:** Estratti di Oleolita di Iperico e Olio di Neem  
**MIX:** *Extracts of Hypericum Oleolite and Neem Oil*




gel tubo / gel tube




flacone contagocce /

*Dropping bottle*




cofanetto di garze /

Gauzes case




gel spray / gel spray




flacone

Bottle



monodose termosoffiata

single dose



garza singola

single gauze

**CONFEZIONAMENTO SECONDARIO: / SECONDARY PACKAGING**


Flacone da 100 ml confezionato in scatole di cartone.

*100 ml glass bottles, packed in paperboard boxes.*

Monodose da 5 ml confezionati in scatole di cartone

Scheda tecnica n. 118 Mix rev. 4 del 24/06/2011

Data sheet n. 118 Mix. Rev. 4 del 24/06/2011



**RI.MOS.**  
*Disposable  
Medical Products*

**SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET  
n. 118 Rev. 4**

Mod.09/30 Rev. 1  
del 30/06/2010  
5 di 7

Descrizione/Description: **MIX:** Estratti di Oleolita di Iperico e Olio di Neem  
**MIX:** Extracts of Hypericum Oleolite and Neem Oil

*5 ml single doses, packed in paperboard boxes*

Flacone contagocce da 50 ml confezionato in scatole di cartone

*50 ml glass dropping bottles, packed in paperboard boxes.*

Garze di cotone medicate 10x10, in cofanetti da 10 pz

*10x10 cotton medicated gauzes in cases of 10 pcs.*

Garze singole di cotone medicate 10x10 confezionate in scatole da 10 pz

*10x10 cotton single medicated gauzes packed in boxes of 10 pcs.*


Gel spray da 100 ml erogatore spray in dotazione confezionato in scatole di cartone

*100 ml spray gel with spray nozzle, packed in paperboard boxes.*


Gel tubo da 30 ml confezionato in scatole di cartone

*30 ml Gel tube packed in paperboard boxes.*


**DISEGNO: / DRAWING:**



SCATOLE FLACONI



SCATOLA FLACONI CONTAGOCCE



**RI.MOS.**  
*Disposable  
Medical Products*


**SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET  
n. 118 Rev. 4**

Mod.09/30 Rev. 1  
del 30/06/2010  
6 di 7

Descrizione/Description: **MIX:** Estratti di Oleolita di Iperico e Olio di Neem  
**MIX:** Extracts of Hypericum Oleolite and Neem Oil

GLASS BOTTLES BOX

DROPPING BOTTLES BOX




SCATOLA GEL SRAY

GEL SPRAY BOX




SCATOLA GEL TUBO

GEL TUBE BOX




SCATOLA GARZE SINGOLE

SINGLE GAUZES BOX



SCATOLA MONODOSI

SINGLE DOSES BOX



**RI.MOS.**  
*Disposable  
Medical Products*

**SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET  
n. 118 Rev. 4**

Mod.09/30 Rev. 1  
del 30/06/2010  
7 di 7

Descrizione/Description: **MIX:** Estratti di Oleolita di Iperico e Olio di Neem  
*MIX: Extracts of Hypericum Oleolite and Neem Oil*

Preparato da U.T. Marina Falco Il: 24/06/2011	Approvata da AQ Il : 24/06/2011 Stefania Del Rio
Il contenuto di questo documentop è di proprietà RI.MOS. e non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta	The content of this document is property of RI.MOS. and cannot be reproduced and/or disclosed to any third party without a previous authorization